

1

1 голубой тампон в прозрачной пробирке

1 прозрачный пластиковый пакет

Форма запроса

Полиэтиленовый конверт с надписью URGENT NVRL (СРОЧНО NVRL)

Содержание

2

2 МИН.

Извлеките голубой тампон из упаковки. Потрите голубым тампоном вдоль линии десен в течение 2 минут.

3

4

Поместите влажный тампон в прозрачную пробирку и закройте крышку. Напишите на ней имя и фамилию пациента, дату рождения, сегодняшнюю дату.

5

Поместите пробирку в прозрачный пакет. Выжмите воздух и закройте.

6

Проверьте и заполните форму запроса. Поместите форму запроса и пакет в конверт.

7

Предоставьте курьеру или медицинскому работнику.