

**1**

1 x ლურჯი ჩხირი გამჭვირვალე სინჯარაში

1 x გამჭვირვალე ცელოფანი

მოთხოვნის ფორმა

პოლიეთილენის კონვერტი წარწერით URGENT NVRL

შემცველობა

**2**

2 წუთი

ამოიღეთ ლურჯი ჩხირი შეფუთვიდან  
შეიზილეთ ლურჯი ჩხირი ღრძილის ხაზის გასწვრივ 2 წუთის განმავლობაში.

**3**

**4**

მოათავსეთ სველი ჩხირი გამჭვირვალე სინჯარის შიგნით და შეცვალეთ თავსახური.

მასზე დაწერეთ პაციენტის სახელი, დაბადების თარიღი, დღევანდელი თარიღი.

**5**

მოათავსეთ სინჯარა გამჭვირვალე ცელოფანში.  
გამოტუმბეთ ჰაერი და დალუქეთ.

**6**

შეამონმეთ და შეავსეთ მოთხოვნის ფორმა.  
მოათავსეთ მოთხოვნის ფორმა და ჩანთა კონვერტში.

**7**

დაუბრუნდით კურიერს ან ჯანდაცვის სპეციალისტს.