

1

1 блакитний тампон у прозорій пробірці

1 прозорий пластиковий пакет

Форма запиту

Поліетиленовий конверт з написом URGENT NVRL (ТЕРМІНОВО NVRL)

Вміст

2

2 ХВ.

Вийміть блакитний тампон з упаковки. Потріть блакитним тампоном уздовж лінії ясен протягом 2 хвилин.

3

4

Помістіть вологий тампон назад у прозору пробірку та закрийте кришку. Напишіть на ній ім'я та прізвище пацієнта, дату народження, сьогоднішню дату.

5

Помістіть пробірку в прозорий пакет. Витісніть повітря та закрийте.

6

Перевірте та заповніть форму запиту. Помістіть форму запиту та пакет у конверт.

7

Надайте кур'єру або медичному працівнику.